



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТ СПОЖИВАЧІВ**

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@dpss.gov.ua



ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова Держпродспоживслужби
Магалецька В.В.

(прізвище, ім'я, по батькові)

(підпис)

М.П.

**ВИСНОВОК
державної санітарно-епідеміологічної експертизи**

від "12" 04 2021 року

№ 12.2-18-3/7458

Об'єкт експертизи: Прилади електричні нагрівальні для використання в косметології: сухожарові шафи, сухожарові стерилізатори для інструментів, кулькові стерилізатори для інструментів, кулькові стерилізатори, стерилізатори, стерилізатори ультрафіолетові, ультразвукові мийки, ультразвукові мийниці, ультразвукові стерилізатори, бокси для стерилізації інструментів, віскоплави для банок, віскоплави, віскоплави для касет, віскоплави на підставці, парафіноtopки, парафінові ванни, лампи для полімеризації гелів і лаків Global Fashion, згідно з додатком

(назва об'єкта експертизи)

виготовлений у відповідності із -

(ТУ, ДСТУ, ГОСТ)

Код за ДКПП, УКТЗЕД, артикул: 8516

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи Ввезення, побут, косметологічні салони, за призначенням, оптово-роздрібна торгівля

Країна-виробник «Global company limited», Northing new 18, good commercial building 5 floor, 505, Guangzhou, Guangdong, Китай

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи ФОП Ібрагімі Вахід Мохаммад Ісмаїл, Україна, 65009, Одеська обл., м. Одеса, вул. Тополева, буд. 26, кв. 47, національний номер заявника експертизи 3260421577

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну -

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам: За результатами ідентифікації, розгляду і аналізу документації, оцінки ризику для здоров'я населення, а також результатами перевірки (контролю) наданого заявником зразка об'єкта експертизи в межах сфери акредитації, а саме: напруженість електромагнітного поля 50 Гц на відстані 0,5 м від поверхні, що підключена до мережі 220 В, не повинна перевищувати 500 В/м; допустима інтенсивність УФ випромінювання при наявності незахищених ділянок поверхні шкіри не більше 0,2 м², загальній тривалості дії випромінювання 50% робочої зміни та тривалості одноразового опромінення понад 5 хв та більше не повинна перевищувати для області УФ-А-50 Вт/м², для області УФ-В-0,05 Вт/м², опромінення в області УФ-С-0,001 Вт/м²; допустима інтенсивність ультрафіолетового опромінення працюючих при наявності незахищених ділянок шкіри не більше 0,2 м², загальною тривалістю дії одноразового опромінення більше 5 хв. та більше не повинна перевищувати 10,0 Вт/м² - для області УФ-А; 0,01 Вт/м² - для області УФ-В. Випромінювання в області УФ-С при вказаній тривалості не допускається відповідно до вимог ДСН 3.3.6.096-2002 «Державні санітарні норми і правила при роботі з джерелами електромагнітних полів», СанПіН №239-96 «Державні санітарні норми і правила захисту

населення від впливу електромагнітних випромінювань", СН 4557-88 "Санитарные нормы ультрафиолетового излучения в производственных помещениях", еквівалентний рівень звуку в приміщеннях при роботі не повинен перевищувати не більше ГДР дБА – операційні 35, палати день – 40; палати ніч- 25; кабінетилікарів – 35; місця загального користування – 55, відповідно до вимог «Державних санітарних норм допустимих рівнів шуму в приміщеннях житлових та громадських будинків і на території житлової забудови», затверджених наказом Міністерства охорони здоров'я України від 22.02.19 р. № 463, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 20.03.2019 р. за № 281/33252, вміст шкідливих речовин в атмосферному повітрі не повинен перевищувати їх ГДК мг/м³ озон-0,2 згідно ГН 2.2.6-184-2013 «Орієнтовно безпечні рівні впливу (ОБРВ) забруднюючих речовин в атмосфері повітря населених місць»

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:
а) дотримання вимог, які встановлені даним висновком за результатами випробування наданого зразка; б) забезпечення умов транспортування та термінів зберігання продукції відповідно до рекомендацій виробника, вказаних у супровідній документації; в) проведення вибіркового випробування об'єкта експертизи на відповідність вимогам даного висновку та діючого санітарного законодавства

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи: Прилади електричні нагрівальні для використання в косметології: сухожарові шафи, сухожарові стерилізатори для інструментів, кулькові стерилізатори для інструментів, кулькові стерилізатори, стерилізатори, стерилізатори ультрафіолетові, ультразвукові мийки, ультразвукові мийниці, ультразвукові стерилізатори, бокси для стерилізації інструментів, віскоплави для банок, віскоплави, віскоплави для касет, віскоплави на підставці, парафінотопки, парафінові ванни, лампи для полімеризації гелів і лаків Global Fashion, згідно з додатком

(назва об'єкта експертизи)

за наданим заявником зразком відповідають вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку можуть бути використані в заявленій сфері застосування.

Термін придатності згідно маркування.

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо етикетка українською мовою повинна міститись на кожній одиниці продукції; маркування здійснюватись у відповідності з діючим Законодавством України. Даний висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкта експертизи

Висновок дійсний п'ять років

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: за показниками безпеки для здоров'я людини підлягають стандартному контролю (візуальному та документальному).

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: підлягають контролю на митній території України.

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку На об'єктах державного санітарно-епідеміологічного нагляду за встановленими медичними критеріями безпеки, умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації і знищення у обсязі та з періодичністю, визначеними програмами інспектування у відповідності з чинним санітарним законодавством України.

Комісія з питань державної санітарно-епідеміологічної експертизи Центру превентивної медицини Державного Управління справами 03143, м. Київ, вул. Заболотного, 15
т. (044)526-55-32, факс (044)526-50-06

Протокол експертизи

№ 2006 від 25.03. 2021 р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Голова комісії



(підпис)

Гаврильченко О.Г.
(прізвище, ім'я, по батькові)

М.П.

ГЛС

1. G-360T - сухожарової шафа, Характеристики: Потужність: 300 Вт, Напруга: 220 в, Частота: 50-60 Гц, Об'єм: 1,8 літрів, Розмір камери: 250 * 120 * 60 мм, Розмір сухожарової шафи: 310 * 180 * 160 мм, Таймер: від 0 до 120 хвилин, Терморегулятор: від 0 до 200 ° С, Вага: 4,2 кг
2. Сухожаровий стерилізатор для інструментів YM-360B, технічні характеристики: Потужність: 300 Ватт, Обсяг камери: 1,8 літрів, Розмір камери: 250 x 120 x 60 мм, Розмір стерилізатора: 310 x 140 x 180 мм, Таймер роботи: від 0 до 60 хвилин, Терморегулятор: від 0 до 220 ° С
3. G-70 - кульковий стерилізатор для інструментів, Технічні характеристики: Час нагріву: 15 хв, Час стерилізації: 10 - 15 сек, Температура: досягає 250 ° С, Номінальна напруга: 220 в, Частота: 50-60 Гц, Вага: 720 гр
4. G-71 (100 Вт) - кульковий стерилізатор можна назвати апарат для стерилізації напруга: 220 в,
5. Артикул DP04 - Кульковий стерилізатор для інструментів, технічні характеристики: час нагріву: 15 хв, час стерилізації: 10 - 15 сек, Температура: досягає 250 ° С, номінальна напруга: 220 в, Частота: 50-60 Гц, Потужність: 100 Вт
6. Стерилізатор G-77 УФ і сухожар 125 градусів, Розмір стерилізатора Germix наступні: довжина 40см, ширина 24 см і висота 20 см. Вага 1960 гр. Корпус виготовлений із пластику. потужністю 8 ват. Напруга: 220 в,
7. Стерилізатор ультрафіолетовий СН-209, потужність: 15 Ватт, Напруга: 220-240 В 50 Гц, Розміри зовні (+/-): 37 * 21 * 24,5 см, Розміри всередині (+/-): 34 * 19 * 20 см, Розміри сітки для розміщення інструментів (+/-): 31 * 15 * 10,5 см, Вага (+/-): 4,7 кг
8. Стерилізатор ультрафіолетовий СНS-208A, тип: ультрафіолетовий стерилізатор, Потужність: 15 Вт, Довжина хвилі УФ: 255 нм, Вага: 3.9 кг, Габарити: 35x22x21 см, Час нагріву: 10 хвилин Напруга: 220 в,
9. Стерилізатор ультрафіолетовий ІМТ 208, Сталевий корпус. Напруга: 110-220 В., Макс.частота: 50-60 Гц, Макс. потужність: 10 Вт. ДхГхВ - 35x20x23 см
10. VGT-800 - ультразвукова мийка Частота: 60 Гц, Напруга: 110-220 в / Вольт, Потужність: 35 Вт, Ємність: 600 мл
11. VGT-1000 - ультразвукова мийка Частота: 50-60 Гц, Напруга: 220-240 в / Вольт, Потужність: 35 Вт, Ємність 1300 мл
12. VGT-1200 - ультразвукова мийка Частота: 50-60 Гц, Напруга: 220-240 в / Вольт, Потужність: 60 Вт, Ємність 1300 мл
13. VGT-2000 - ультразвукова мийка Частота: 60 Гц, Напруга: 110-230 в / Вольт, Потужність: 35 Вт, Ємність: 600 мл
14. SE-5700A - ультразвукова мийка Частота: 50-60 Гц, Напруга: 220-240 в / Вольт, Потужність: 50 Вт Ємність: 750 мл
15. SE-5200A - ультразвукова мийка Частота: 50-60 Гц, Напруга: 220-240 в / Вольт, Потужність: 50 Вт Ємність: 750 мл
16. VGT-6250 - ультразвукова мийка, Світлодіодний дисплей 3х кольорів (синій, червоний, зелений), Таймер: 5 режимів роботи 90, 180, 280, 380, 480 секунд. Функція нагріву рідини до: 60 °С, Частота: 40 000Гц, Обсяг 750 мл, Матеріал бака: нержавіюча сталь SUS304, Ємність бака: 2.5 л, Потужність нагріву: 100Вт, Потужність стерелізація: 60 Вт, Розмір блоку: 340 × 273 × 252 мм, упаковка інформація: розмір бака (L × W × H) 245 × 155 × 80mm, Загальний розмір (L × W × H), 305 × 235 × 215mm, Вага 2.5кг Напруга: 220 в,
17. Ультразвукова мийка GT-F1, GT SONYC, Технічні характеристики: Частота ультразвуку: 40000 Гц, Матеріал ванни - нержавіюча сталь, Ємність - 600 мл, таймер - 5 хвилин до вимкнення, Напруга живлення: АС 220 ~ 240 V, 50/60 Hz, Потужність: 35 W, Внутрішній розмір ванни: 154 * 94 * 46 мм (L * W * H), Зовнішній розмір: 200 * 140 * 125 мм (L * W * H), Вага: 685гр / 1050гр
18. Ультразвукова мийка GT-F4, GT SONIC, модель GT-F4, частота: 40 КГц, матеріал ємності: метал класу SUS 304, ємність 1300 мл, таймер: цифровий 4 режиму, потужність: 50 Вт, зовнішні розміри: 208x172x199 мм, внутрішні розміри: 175x145x70 мм, вага: 1900 р, вага з упаковкою 2250 г Напруга: 220 в,
19. Ультразвукова мийка GT-F3, GT SONIC, модель GT-F3, частота: 40 КГц, матеріал ємності: метал класу SUS 304, ємність: 750 мл, таймер: цифровий 4 режиму, потужність: 35 Вт, зовнішні розміри: 172x198x148 мм, внутрішні розміри: 150x130x50 мм, вага: +1335 г, вага з упаковкою: тисяча шістьсот шістьдесят п'ять г Напруга: 220 в,
20. G-73 - ультрафіолетовий стерилізатор, Потужність-8 Вт; напруга-220 Вт; частота-50 Гц; кількість електрон лампа 1; Розмір 40/30/15 см; Вага 340 гр; Габор 445/340/195 мм.
21. G-08 - бокс для стерилізації інструментів Напруга: 220 в, вага 140г, габарити 230-140-80мм
22. Germix-2 - ультрафіолетовий стерилізатор потужність 2/9 Вт; розмір 40/48/19 см; напруга 200-240 Вт; частота-50 Гц.
23. Germix-1 - ультрафіолетовий стерилізатор потужність 9 Вт; розмір 40/24/19 см; напруга 200-240 Вт; частота-50 Гц.
24. Germix-898-2 - ультрафіолетовий стерилізатор, потужність 2/9 Вт; розмір 40/48/19 см; напруга 200-240 Вт; частота-50 Гц.



ДОДАТОК ДО ДЕКЛАРАЦІЇ ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ
№ UA.TR.076.D.033122-21 від 31.03.2021р. до 30.03.2022р.

Прилади електричні нагрівальні для використання в косметології :

1. G-360T - сухожарової шафа, Характеристики: Потужність: 300 Вт, Напруга: 220 в, Частота: 50-60 Гц, Об'єм: 1,8 літрів, Розмір камери: 250 * 120 * 60 мм, Розмір сухожарової шафи: 310 * 180 * 160 мм, Таймер: від 0 до 120 хвилин, Терморегулятор: від 0 до 200 ° С, Вага: 4,2 кг
2. Сухожаровий стерилізатор для інструментів YM-360B, технічні характеристики: Потужність: 300 Ватт, Обсяг камери: 1,8 літрів, Розмір камери: 250 x 120 x 60 мм, Розмір стерилізатора: 310 x 140 x 180 мм, Таймер роботи: від 0 до 60 хвилин, Терморегулятор: від 0 до 220 ° С
3. G-70 - кульковий стерилізатор для інструментів, Технічні характеристики: Час нагріву: 15 хв, Час стерилізації: 10 - 15 сек, Температура: досягає 250 ° С, Номінальна напруга: 220 в, Частота: 50-60 Гц, Вага: 720 гр
4. G-71 (100 Вт) - кульковий стерилізатор можна назвати апарат для стерилізації напруга: 220 в,
5. Артикул DP04 - Кульковий стерилізатор для інструментів, технічні характеристики: час нагріву: 15 хв, час стерилізації: 10 - 15 сек, Температура: досягає 250 ° С, номінальна напруга: 220 в, Частота: 50-60 Гц, Потужність: 100 Вт
6. Стерилізатор G-77 УФ і сухожар 125 градусів, Розмір стерилізатора Gergmх наступні: довжина 40см, ширина 24 см і висота 20 см. Вага 1960 гр. Корпус виготовлений із пластику. потужністю 8 ват. Напруга: 220 в,
7. Стерилізатор ультрафіолетовий СН-209, потужність: 15 Ватт, Напруга: 220-240 В 50 Гц, Розміри зовні (+/-): 37 * 21 * 24,5 см, Розміри всередині (+/-): 34 * 19 * 20 см, Розміри сітки для розміщення інструментів (+/-): 31 * 15 * 10,5 см, Вага (+/-): 4,7 кг
8. Стерилізатор ультрафіолетовий СНS-208A, тип: ультрафіолетовий стерилізатор, Потужність: 15 Вт, Довжина хвилі УФ: 255 нм, Вага: 3.9 кг, Габарити: 35x22x21 см, Час нагріву: 10 хвилин Напруга: 220 в,
9. Стерилізатор ультрафіолетовий ІМТ 208, Сталевий корпус. Напруга: 110-220 В., Макс.частота: 50-60 Гц, Макс. потужність: 10 Вт. ДхГхВ - 35x20x23 см
10. VGT-800 - ультразвукова мийка Частота: 60 Гц, Напруга: 110-220 в / Вольт, Потужність: 35 Вт, Ємність: 600 мл
11. VGT-1000 - ультразвукова мийка Частота: 50-60 Гц, Напруга: 220-240 в / Вольт, Потужність: 35 Вт, Ємність 1300 мл

ФОП

31.03.2021 р.

Ібрагімі Вахід

Мохаммад Ісмаїл

(найменування посади)

(підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові)

М.П.

Декларація про відповідність взята на облік у добровільному порядку ООВ ТОВ «ВСЦ «Південгест» під номером. Декларація після внесення нанесення знаку відповідності на продукцію та за умови наявності додатка.

UA.TR.076.D.033122-21

31.03.2021 р.

30.03.2022 р.

(обліковий №)

(дата взяття на облік)

(термін дії)

Чинність декларації можна перевірити за тел. +38 050 486 22 92